



fot. Italian Fashion

wać poziom energii, czy jest on z góry ustalony, jaką maksymalną/minimalną wartość energii (w J/cm^2) można stosować, jakie są przewidziane długości impulsów i przerw między nimi. Bardzo zróżnicowany może być zakres długości fal. Niektórzy producenci ustalają górną granicę na poziomie 1.200 nm, inni znów dopuszczają długość tylko do 950 nm. Jeszcze większe różnice występują w zakresie dolnych wartości. Niektórzy preferują rozmaite uchwyty przy różnych długościach fal, w zależności od wskazania, inni z kolei uzależniają to od użytkownika. Są też producenci, którzy we wszystkich wskazaniach zalecają korzystanie tylko z jednego uchwytu (np. 400-1.200 nm lub 400-950 nm). Ważne jest, aby każdy użytkownik był świadomy, jakie parametry ma wykorzystywane przez niego urządzenie i co one oznaczają. Użytkownicy powinni też wiedzieć, w jakich warunkach możliwa jest efektywna praca. To pozwala od razu na początku selekcjonować

klientów. Kryteriami oceny, w zależności od rodzaju aparatu, są: typ skóry, kolor i grubość włosów oraz ewentualne choroby. To ostatnie kryterium jest bardzo ważne w przypadku, gdy pracuje się tym samym uchwytem we wszystkich wskazaniach (czyli do usuwania owłosienia stosuje się także fale 400 nm). Wtedy należy zachować szczególną ostrożność, m.in. u klientów o ciemnej skórze oraz z zaburzeniami krzepnięcia.

Czy istnieją klienci, w przypadku których zabieg fotoepilacji w ogóle nie wchodzi w grę?

Za pomocą technologii IPL nie można się pozbyć białych włosów. Żadne z urządzeń nie jest w stanie usunąć włosów pozbawionych pigmentu. Niektóre systemy można stosować przy różnych kolorach owłosienia (nie tylko przy czarnych włosach), inne znów nie są odpowiednie do ciemnej skóry. Istotną sprawą jest też średnica włosa: jeśli włosy są zbyt grube (od 120 μm wzwyż) lub bardzo cienkie (poniżej 30 μm), zastosowane urządzenie musi umożliwiać emisję odpowiednio bardzo długich lub bardzo krótkich impulsów przy wysokiej energii. Ważne jest, aby najpierw dokładnie wyjaśnić klientowi, jakie są przyczyny podjęcia lub zaniechania określonych działań. Jeśli szanse trwałego usunięcia włosów za pomocą fotoepilacji są nikłe lub zerowe – o czym decydują leki, choroby lub pozbawione pigmentu włosy – lepiej wysłać klienta do zaufanego studia, w którym zbędne owłosienie usuwa się metodą elektrokoagulacji. Ci klienci z pewnością docenią naszą uczciwość i będą polecać nas dalej.

Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakupie urządzenia do fotoepilacji?

Każdemu, kto chce nabyć urządzenie IPL, radzimy poprosić producenta o wyniki długookresowych badań i listę referencji, gdyż tylko te informacje pomogą dokonać trafnego wyboru. Poza tym nie wolno zapomnieć o szkoleniu. Z pewnością istnieją urządzenia, których nie

można polecić ze względu na ich parametry techniczne albo wahania energii. Dlatego przed zakupem należy zasięgnąć dokładnych informacji w czasopiśmie fachowych lub u uznanych ekspertów i na pewno porównać oferty.

Opr. D.P.

WSKAZÓWKI

Pierwsza zasada: dokładność

- Jeśli obszar ciała, który ma zostać poddany zabiegowi, podzielisz ołówkiem na mniejsze fragmenty, zminimalizujesz ryzyko, że przez nieuwagę pominiiesz któreś miejsce.
- Zaplanuj na zabieg wystarczająco dużo czasu, abyś mogła pracować tak dokładnie, jak tylko jest to możliwe.
- Abyś mogła szybko zorientować się w sytuacji, zawsze powinnaś mieć pod ręką tabele z cyklami wzrostu włosa w każdej części ciała oraz tabelę anatomiczną, przedstawiającą koncentrację mieszków włosowych w poszczególnych rejonach ciała.
- Ze względów bezpieczeństwa zabieg powinnaś rozpocząć od niższej energii, a na koniec pozwolić sobie na parę próbnych impulsów z wyższymi jej wartościami, abyś następny zabieg mogła przeprowadzić jeszcze bardziej efektywnie i przede wszystkim bezpiecznie.
- Zanotuj informacje zebrane podczas wywiadu i dokładnie udokumentuj przebieg zabiegu. Sfotografuj stan wyjściowy, a potem stan przed 4. i 7. zabiegiem. Uwaga: w formularzu zgody na zabieg uwzględnij informację, że klient musi zgłosić się do ciebie nieogolony.
- Formularz zgody na zabieg musi uwzględniać wszelkie ewentualności, np. to, że wskaźniki wzrostu mogą indywidualnie się zmieniać, w wyniku czego może wzrosnąć lub zmaleć przewidywana liczba zabiegów; albo że na skutek aktywacji nieaktywnych dotąd mieszków włosowych (mieszków, z których nigdy nie wyrósł włos), spowodowanej wahaniami hormonalnymi (przede wszystkim zabiegi w rejonach twarzy), może dojść do nieoczekiwane pojawienia się owłosienia.

PRAKTYCZNE